

CORRIGER LA POSITION LINGUALE ET RESTAURER UNE RESPIRATION NASALE EN 15 MINUTES PAR JOUR



FROGGY MOUTH EST LE PREMIER APPAREIL DE RÉÉDUCATION
FONCTIONNELLE PAR VOIE ANOÉTIQUE.*

En quelques semaines, le Froggy Mouth permet l'abandon de la **déglutition atypique** et le passage à la déglutition secondaire, favorisant la **respiration nasale**.

Il est le seul appareil empêchant la création d'un joint d'étanchéité labial, indispensable lors de la déglutition atypique. L'**inhibition** de toute forme de succion pérenne sera la rééducation fonctionnelle et par conséquent la **stabilité de vos traitements**.

Conceptualisé par le **Dr Fellus** au CHU de l'hôpital Robert Debré, il est intégralement fabriqué en France, dans le respect des normes ISO13485, certifié CE et FDA.

* qui s'exprime sans conscience



La
FRENCH
TECH



Froggymouth en 3 points



RÉÉDUCATION PASSIVE

Froggymouth force la déconnexion labiale et agit ainsi comme un inhibiteur de la succion-déglutition, obligeant le patient à mettre en place rapidement et **par lui-même** un nouveau programme!

EUROPEAN JOURNAL OF
**PAEDIATRIC
DENTISTRY**

Scientific Archives of
DENTAL SCIENCES

Concept
PUBLIÉ

IFUNA | **JJM** | JAPAN JOURNAL of
INTERNATIONAL FUNCTIONAL ANATOMY MEDICINE

15 MINUTES PAR JOUR DEVANT LA TÉLÉVISION

Froggymouth se porte 15 minutes par jour devant un écran de télévision de manière à canaliser l'attention du patient et orienter correctement le plan buccal.

Cela permet de ne pas stimuler les circuits neuronaux qui gèrent et contrôlent les mouvements volontaires mais bien au contraire de travailler sur les circuits gérant les automatismes.

Cette approche neuroscientifique est décrite dans notre **document scientifique**.



AAC Member
American
Association of
Orthodontists



SFOP
Société Française Française
d'Orthodontie Pédiatrique

Concept
PRÉSENTÉ

fdi
FDI World Dental Federation

AAPMD
American Association of Pediatric
Maxillofacial Dentists

AAMS
Association of American
Maxillofacial Surgeons



DURANT QUELQUES SEMAINES

L'étude clinique principale sur Froggymouth, réalisée à l'Université de Lille, a montré un **taux de succès de 80%** dont trois quarts d'automatisation en **10 semaines de traitement**.

Cette approche **innovante** et ses résultats sont présentés lors de congrès nationaux et internationaux. Certains **replays** sont disponible gratuitement.

Vous souhaitez en savoir plus sur le concept FroggyMouth? Demandez-nous la documentation scientifique:

Scanner
le QR code



Contactez-nous:



ATFC Limited

311 Viola Street Oshawa, ON, L1H
3A7 Canada 1-800-267-8463 1-
416-347-9647
info@atfcnorthamerica.com
www.atfcnorthamerica.com

